



INSTRUMENT DE PRÉTRAITEMENT

BELPREP VAC

BELPREP VAC est un dégazeur sous vide avec option de dégazage par balayage. L'instrument est optimisé pour le prétraitement thermique des échantillons en vue de l'analyse ultérieure de la surface et de la taille des pores sous vide ou sous flux de gaz inerte.

La préparation des échantillons pour la sorption de gaz avec ce dégazeur sous vide est particulièrement efficace et rapide, car elle peut être effectuée en même temps que la mesure elle-même.

Le dégazeur sous vide BELPREP VAC est disponible en deux modèles :BELPREP VAC II avec 3 ports d'échantillons et BELPREP VAC III avec 6 ports d'échantillons.

BELPREP VAC II



Dégazage sous vide / chauffage

oui

Dégazage par balayage/ par chauffe

Option

Connexions de prétraitement

3

Température maximale

430°C

Précision de la température

±5°C

Fonction de contrôle de la température programmable

-

Fonction d'arrêt automatique des gaz de purge

oui

Fonction de commutation automatique de la vitesse de pompage du vide (prévention de la dispersion des échantillons)

oui

Dimensions (L x H x P)

321 x 158 x 363 mm

Poids

15 kg

Utilitaire

Gas:

N2: 0.1 Mpa(G)

Joint:

1/8" Swagelok connexion

Voltage:

AC 100-120 V or AC 200-240 V, 530 VA (sans pompe à vide), 50 / 60 Hz

Certifié CE

oui

BELPREP VAC III



Dégazage sous vide / chauffage

oui

Dégazage par balayage/ par chauffe

Option

Connexions de prétraitement

6

Température maximale

450°C

Précision de la température

±5°C

Fonction de contrôle de la température programmable

oui

Fonction d'arrêt automatique des gaz de purge

-

Fonction de commutation automatique de la vitesse de pompage du vide (prévention de la dispersion des échantillons)

-

Dimensions (L x H x P)

400 x 317 x 383 mm

Poids

15 kg

Utilitaire

Gas: N2: 0.1 Mpa(G)

Joint: 1/8" Swagelok connexion

Voltage:

AC 100-120 V or AC 200-240 V, 630W (sans pompe à vide), 50 / 60 Hz

Certifié CE

oui

www.microtrac.com/belprep-vac